

Perfect LL Gel System M

■ Perfect LL Gel M (カセットサイズ:100W×100Hmm / ゲルサイズ:80W×80H×1.0Tmm) 保存:4℃(凍結不可)
タンパク質分析用 (Tris-HCL 中性ゲル) SDS-PAGE / Native PAGE

製品名		カタログ番号	製品内容		標準価格
ゲルサイズ	ゲルバッファー		ゲル濃度 (%)	well	10枚入り
Perfect LL Gel M タンパク質分析用	Tris-HCL 中性	DLL-500P	5%	7well	¥20,000
		DLL-504P	5%	10well	¥20,000
		DLL-501P	5%	12well	¥20,000
		DLL-505P	5%	16well	¥20,000
		DLL-506P	5%	20well	¥20,000
		DLL-502P	5%	2-D	¥20,000
		DLL-510P	7.5%	7well	¥20,000
		DLL-514P	7.5%	10well	¥20,000
		DLL-511P	7.5%	12well	¥20,000
		DLL-515P	7.5%	16well	¥20,000
		DLL-516P	7.5%	20well	¥20,000
		DLL-512P	7.5%	2-D	¥20,000
		DLL-520P	10%	7well	¥20,000
		DLL-524P	10%	10well	¥20,000
		DLL-521P	10%	12well	¥20,000
		DLL-525P	10%	16well	¥20,000
		DLL-526P	10%	20well	¥20,000
		DLL-522P	10%	2-D	¥20,000
		DLL-530P	12.5%	7well	¥20,000
		DLL-534P	12.5%	10well	¥20,000
		DLL-531P	12.5%	12well	¥20,000
		DLL-535P	12.5%	16well	¥20,000
		DLL-536P	12.5%	20well	¥20,000
		DLL-532P	12.5%	2-D	¥20,000
		DLL-540P	15%	7well	¥20,000
		DLL-544P	15%	10well	¥20,000
		DLL-541P	15%	12well	¥20,000
		DLL-545P	15%	16well	¥20,000
		DLL-546P	15%	20well	¥20,000
		DLL-542P	15%	2-D	¥20,000
		DLL-550P	5-10%	7well	¥20,000
		DLL-554P	5-10%	10well	¥20,000
		DLL-551P	5-10%	12well	¥20,000
		DLL-555P	5-10%	16well	¥20,000
		DLL-556P	5-10%	20well	¥20,000
		DLL-552P	5-10%	2-D	¥20,000
		DLL-5E0P	5-12.5%	7well	¥20,000
		DLL-5E4P	5-12.5%	10well	¥20,000
		DLL-5E1P	5-12.5%	12well	¥20,000
		DLL-5E5P	5-12.5%	16well	¥20,000
DLL-5E6P	5-12.5%	20well	¥20,000		
DLL-5E2P	5-12.5%	2-D	¥20,000		
DLL-560P	5-15%	7well	¥20,000		
DLL-564P	5-15%	10well	¥20,000		
DLL-561P	5-15%	12well	¥20,000		
DLL-565P	5-15%	16well	¥20,000		
DLL-566P	5-15%	20well	¥20,000		
DLL-562P	5-15%	2-D	¥20,000		

■ Perfect LL Gel M (カセットサイズ:100W×100Hmm / ゲルサイズ:80W×80H×1.0Tmm) 保存:4℃(凍結不可)
タンパク質分析用 (Tris-HCL 中性ゲル) SDS-PAGE / Native PAGE

製品名		カタログ番号	製品内容		標準価格
ゲルサイズ	ゲルバッファー		ゲル濃度(%)	well	10枚入り
Perfect LL Gel M タンパク質分析用	Tris-HCL 中性	DLL-570P	5-20%	7well	¥20,000
		DLL-574P	5-20%	10well	¥20,000
		DLL-571P	5-20%	12well	¥20,000
		DLL-575P	5-20%	16well	¥20,000
		DLL-576P	5-20%	20well	¥20,000
		DLL-572P	5-20%	2-D	¥20,000
		DLL-580P	7.5-15%	7well	¥20,000
		DLL-584P	7.5-15%	10well	¥20,000
		DLL-581P	7.5-15%	12well	¥20,000
		DLL-585P	7.5-15%	16well	¥20,000
		DLL-586P	7.5-15%	20well	¥20,000
		DLL-582P	7.5-15%	2-D	¥20,000
		DLL-590P	10-20%	7well	¥20,000
		DLL-594P	10-20%	10well	¥20,000
		DLL-591P	10-20%	12well	¥20,000
		DLL-595P	10-20%	16well	¥20,000
		DLL-596P	10-20%	20well	¥20,000
		DLL-592P	10-20%	2-D	¥20,000
		DLL-5X0P	特注濃度	7well	¥20,000
		DLL-5X4P	特注濃度	10well	¥20,000
DLL-5X1P	特注濃度	12well	¥20,000		
DLL-5X5P	特注濃度	16well	¥20,000		
DLL-5X6P	特注濃度	20well	¥20,000		
DLL-5X2P	特注濃度	2-D	¥20,000		

■ Perfect LL Gel M 用 装置・オプション

カタログ番号	製品名	入数	標準価格
PCE-MBXC	ERICA-MBX 電気泳動槽(ダミープレート付)	1台	¥117,000
PCE-PLEM	ERICA-MBX 用ダミープレート (Mサイズ)	1枚	¥2,200
PCE-PLEB	ERICA-MBX / Perfect Cell B 用ダミープレート (Bサイズ)	1枚	¥2,200
DRC-M1LG	Sample loading Guide 12well 用	1枚	¥3,800
DRC-M5LG	Sample loading Guide 16well 用	1枚	¥3,800
DRC-M6LG	Sample loading Guide 20well 用	1枚	¥3,800