

# Perfect LL Gel System B

■ Perfect LL Gel B (カセットサイズ:100W×80H mm / ゲルサイズ:80W×60H×1.0T mm) 保存:4°C(凍結不可)  
タンパク質分析用 (Tris-HCL 中性ゲル) SDS-PAGE / Native PAGE

製品名		カタログ番号	製品内容		標準価格
ゲルサイズ	ゲルバッファー		ゲル濃度(%)	well	10枚入り
Perfect LL Gel B タンパク質分析用	Tris-HCL 中性	DLL-400P	5%	7well	¥20,000
		DLL-404P	5%	10well	¥20,000
		DLL-401P	5%	12well	¥20,000
		DLL-405P	5%	16well	¥20,000
		DLL-406P	5%	20well	¥20,000
		DLL-402P	5%	2-D	¥20,000
		DLL-410P	7.5%	7well	¥20,000
		DLL-414P	7.5%	10well	¥20,000
		DLL-411P	7.5%	12well	¥20,000
		DLL-415P	7.5%	16well	¥20,000
		DLL-416P	7.5%	20well	¥20,000
		DLL-412P	7.5%	2-D	¥20,000
		DLL-420P	10%	7well	¥20,000
		DLL-424P	10%	10well	¥20,000
		DLL-421P	10%	12well	¥20,000
		DLL-425P	10%	16well	¥20,000
		DLL-426P	10%	20well	¥20,000
		DLL-422P	10%	2-D	¥20,000
		DLL-430P	12.5%	7well	¥20,000
		DLL-434P	12.5%	10well	¥20,000
		DLL-431P	12.5%	12well	¥20,000
		DLL-435P	12.5%	16well	¥20,000
		DLL-436P	12.5%	20well	¥20,000
		DLL-432P	12.5%	2-D	¥20,000
		DLL-440P	15%	7well	¥20,000
		DLL-444P	15%	10well	¥20,000
		DLL-441P	15%	12well	¥20,000
		DLL-445P	15%	16well	¥20,000
		DLL-446P	15%	20well	¥20,000
		DLL-442P	15%	2-D	¥20,000
		DLL-450P	5-10%	7well	¥20,000
		DLL-454P	5-10%	10well	¥20,000
		DLL-451P	5-10%	12well	¥20,000
		DLL-455P	5-10%	16well	¥20,000
		DLL-456P	5-10%	20well	¥20,000
		DLL-452P	5-10%	2-D	¥20,000
		DLL-4E0P	5-12.5%	7well	¥20,000
		DLL-4E4P	5-12.5%	10well	¥20,000
		DLL-4E1P	5-12.5%	12well	¥20,000
		DLL-4E5P	5-12.5%	16well	¥20,000
		DLL-4E6P	5-12.5%	20well	¥20,000
		DLL-4E2P	5-12.5%	2-D	¥20,000
DLL-460P	5-15%	7well	¥20,000		
DLL-464P	5-15%	10well	¥20,000		
DLL-461P	5-15%	12well	¥20,000		
DLL-465P	5-15%	16well	¥20,000		
DLL-466P	5-15%	20well	¥20,000		
DLL-462P	5-15%	2-D	¥20,000		

■ Perfect LL Gel B (カセットサイズ:100W×80H mm / ゲルサイズ:80W×60H×1.0T mm) 保存:4°C(凍結不可)  
タンパク質分析用 (Tris-HCL 中性ゲル) SDS-PAGE / Native PAGE

製品名		カタログ番号	製品内容		標準価格
ゲルサイズ	ゲルバッファー		ゲル濃度(%)	well	10枚入り
Perfect LL Gel B タンパク質分析用	Tris-HCL 中性	DLL-470P	5-20%	7well	¥20,000
		DLL-474P	5-20%	10well	¥20,000
		DLL-471P	5-20%	12well	¥20,000
		DLL-475P	5-20%	16well	¥20,000
		DLL-476P	5-20%	20well	¥20,000
		DLL-472P	5-20%	2-D	¥20,000
		DLL-480P	7.5-15%	7well	¥20,000
		DLL-484P	7.5-15%	10well	¥20,000
		DLL-481P	7.5-15%	12well	¥20,000
		DLL-485P	7.5-15%	16well	¥20,000
		DLL-486P	7.5-15%	20well	¥20,000
		DLL-482P	7.5-15%	2-D	¥20,000
		DLL-490P	10-20%	7well	¥20,000
		DLL-494P	10-20%	10well	¥20,000
		DLL-491P	10-20%	12well	¥20,000
		DLL-495P	10-20%	16well	¥20,000
		DLL-496P	10-20%	20well	¥20,000
		DLL-492P	10-20%	2-D	¥20,000
		DLL-4X0P	特注濃度	7well	¥20,000
		DLL-4X4P	特注濃度	10well	¥20,000
DLL-4X1P	特注濃度	12well	¥20,000		
DLL-4X5P	特注濃度	16well	¥20,000		
DLL-4X6P	特注濃度	20well	¥20,000		
DLL-4X2P	特注濃度	2-D	¥20,000		

■ Perfect LL Gel B 用 装置・オプション

カタログ番号	製品名	入数	標準価格
PCE-MBXC	ERICA-MBX 電気泳動槽(ダミープレート付)	1台	¥117,000
PCB-001	Perfect Cell B 電気泳動槽(ダミープレート付)	1台	¥65,000
PCE-PLEM	ERICA-MBX 用ダミープレート (Mサイズ)	1枚	¥2,200
PCE-PLEB	ERICA-MBX / Perfect Cell B 用ダミープレート (Bサイズ)	1枚	¥2,200
DRC-M1LG	Sample loading Guide 12well 用	1枚	¥3,800
DRC-M5LG	Sample loading Guide 16well 用	1枚	¥3,800
DRC-M6LG	Sample loading Guide 20well 用	1枚	¥3,800

# Perfect LL Gel System M

■ Perfect LL Gel M (カセットサイズ:100W×100Hmm / ゲルサイズ:80W×80H×1.0Tmm) 保存:4℃(凍結不可)  
タンパク質分析用 (Tris-HCL 中性ゲル) SDS-PAGE / Native PAGE

製品名		カタログ番号	製品内容		標準価格
ゲルサイズ	ゲルバッファー		ゲル濃度(%)	well	10枚入り
Perfect LL Gel M タンパク質分析用	Tris-HCL 中性	DLL-500P	5%	7well	¥20,000
		DLL-504P	5%	10well	¥20,000
		DLL-501P	5%	12well	¥20,000
		DLL-505P	5%	16well	¥20,000
		DLL-506P	5%	20well	¥20,000
		DLL-502P	5%	2-D	¥20,000
		DLL-510P	7.5%	7well	¥20,000
		DLL-514P	7.5%	10well	¥20,000
		DLL-511P	7.5%	12well	¥20,000
		DLL-515P	7.5%	16well	¥20,000
		DLL-516P	7.5%	20well	¥20,000
		DLL-512P	7.5%	2-D	¥20,000
		DLL-520P	10%	7well	¥20,000
		DLL-524P	10%	10well	¥20,000
		DLL-521P	10%	12well	¥20,000
		DLL-525P	10%	16well	¥20,000
		DLL-526P	10%	20well	¥20,000
		DLL-522P	10%	2-D	¥20,000
		DLL-530P	12.5%	7well	¥20,000
		DLL-534P	12.5%	10well	¥20,000
		DLL-531P	12.5%	12well	¥20,000
		DLL-535P	12.5%	16well	¥20,000
		DLL-536P	12.5%	20well	¥20,000
		DLL-532P	12.5%	2-D	¥20,000
		DLL-540P	15%	7well	¥20,000
		DLL-544P	15%	10well	¥20,000
		DLL-541P	15%	12well	¥20,000
		DLL-545P	15%	16well	¥20,000
		DLL-546P	15%	20well	¥20,000
		DLL-542P	15%	2-D	¥20,000
		DLL-550P	5-10%	7well	¥20,000
		DLL-554P	5-10%	10well	¥20,000
		DLL-551P	5-10%	12well	¥20,000
		DLL-555P	5-10%	16well	¥20,000
		DLL-556P	5-10%	20well	¥20,000
		DLL-552P	5-10%	2-D	¥20,000
		DLL-5E0P	5-12.5%	7well	¥20,000
		DLL-5E4P	5-12.5%	10well	¥20,000
		DLL-5E1P	5-12.5%	12well	¥20,000
		DLL-5E5P	5-12.5%	16well	¥20,000
DLL-5E6P	5-12.5%	20well	¥20,000		
DLL-5E2P	5-12.5%	2-D	¥20,000		
DLL-560P	5-15%	7well	¥20,000		
DLL-564P	5-15%	10well	¥20,000		
DLL-561P	5-15%	12well	¥20,000		
DLL-565P	5-15%	16well	¥20,000		
DLL-566P	5-15%	20well	¥20,000		
DLL-562P	5-15%	2-D	¥20,000		

■ Perfect LL Gel M (カセットサイズ:100W×100Hmm / ゲルサイズ:80W×80H×1.0Tmm) 保存:4℃(凍結不可)  
タンパク質分析用 (Tris-HCL 中性ゲル) SDS-PAGE / Native PAGE

製品名		カタログ番号	製品内容		標準価格
ゲルサイズ	ゲルバッファー		ゲル濃度(%)	well	10枚入り
Perfect LL Gel M タンパク質分析用	Tris-HCL 中性	DLL-570P	5-20%	7well	¥20,000
		DLL-574P	5-20%	10well	¥20,000
		DLL-571P	5-20%	12well	¥20,000
		DLL-575P	5-20%	16well	¥20,000
		DLL-576P	5-20%	20well	¥20,000
		DLL-572P	5-20%	2-D	¥20,000
		DLL-580P	7.5-15%	7well	¥20,000
		DLL-584P	7.5-15%	10well	¥20,000
		DLL-581P	7.5-15%	12well	¥20,000
		DLL-585P	7.5-15%	16well	¥20,000
		DLL-586P	7.5-15%	20well	¥20,000
		DLL-582P	7.5-15%	2-D	¥20,000
		DLL-590P	10-20%	7well	¥20,000
		DLL-594P	10-20%	10well	¥20,000
		DLL-591P	10-20%	12well	¥20,000
		DLL-595P	10-20%	16well	¥20,000
		DLL-596P	10-20%	20well	¥20,000
		DLL-592P	10-20%	2-D	¥20,000
		DLL-5X0P	特注濃度	7well	¥20,000
		DLL-5X4P	特注濃度	10well	¥20,000
DLL-5X1P	特注濃度	12well	¥20,000		
DLL-5X5P	特注濃度	16well	¥20,000		
DLL-5X6P	特注濃度	20well	¥20,000		
DLL-5X2P	特注濃度	2-D	¥20,000		

■ Perfect LL Gel M 用 装置・オプション

カタログ番号	製品名	入数	標準価格
PCE-MBXC	ERICA-MBX 電気泳動槽(ダミープレート付)	1台	¥117,000
PCE-PLEM	ERICA-MBX 用ダミープレート (Mサイズ)	1枚	¥2,200
PCE-PLEB	ERICA-MBX / Perfect Cell B 用ダミープレート (Bサイズ)	1枚	¥2,200
DRC-M1LG	Sample loading Guide 12well 用	1枚	¥3,800
DRC-M5LG	Sample loading Guide 16well 用	1枚	¥3,800
DRC-M6LG	Sample loading Guide 20well 用	1枚	¥3,800

# Perfect LL Gel System A

■ Perfect LL Gel A (カセットサイズ:120W×100Hmm / ゲルサイズ:90W×80H×1.0Tmm) 保存:4℃(凍結不可)  
タンパク質分析用 (Tris-HCL 中性ゲル) SDS-PAGE / Native PAGE

製品名		カタログ番号	製品内容		標準価格
ゲルサイズ	ゲルバッファー		ゲル濃度 (%)	well	10枚入り
Perfect LL Gel A タンパク質分析用	Tris-HCL 中性	DLL-603P	5%	9well	¥20,000
		DLL-601P	5%	12well	¥20,000
		DLL-608P	5%	18well	¥20,000
		DLL-606P	5%	20well	¥20,000
		DLL-602P	5%	2-D	¥20,000
		DLL-613P	7.5%	9well	¥20,000
		DLL-611P	7.5%	12well	¥20,000
		DLL-618P	7.5%	18well	¥20,000
		DLL-616P	7.5%	20well	¥20,000
		DLL-612P	7.5%	2-D	¥20,000
		DLL-623P	10%	9well	¥20,000
		DLL-621P	10%	12well	¥20,000
		DLL-628P	10%	18well	¥20,000
		DLL-626P	10%	20well	¥20,000
		DLL-622P	10%	2-D	¥20,000
		DLL-633P	12.5%	9well	¥20,000
		DLL-631P	12.5%	12well	¥20,000
		DLL-638P	12.5%	18well	¥20,000
		DLL-636P	12.5%	20well	¥20,000
		DLL-632P	12.5%	2-D	¥20,000
		DLL-643P	15%	9well	¥20,000
		DLL-641P	15%	12well	¥20,000
		DLL-648P	15%	18well	¥20,000
		DLL-646P	15%	20well	¥20,000
		DLL-642P	15%	2-D	¥20,000
		DLL-653P	5-10%	9well	¥20,000
		DLL-651P	5-10%	12well	¥20,000
		DLL-658P	5-10%	18well	¥20,000
		DLL-656P	5-10%	20well	¥20,000
		DLL-652P	5-10%	2-D	¥20,000
		DLL-6E3P	5-12.5%	9well	¥20,000
		DLL-6E1P	5-12.5%	12well	¥20,000
		DLL-6E8P	5-12.5%	18well	¥20,000
		DLL-6E6P	5-12.5%	20well	¥20,000
		DLL-6E2P	5-12.5%	2-D	¥20,000
		DLL-663P	5-15%	9well	¥20,000
		DLL-661P	5-15%	12well	¥20,000
		DLL-668P	5-15%	18well	¥20,000
		DLL-666P	5-15%	20well	¥20,000
		DLL-662P	5-15%	2-D	¥20,000
DLL-673P	5-20%	9well	¥20,000		
DLL-671P	5-20%	12well	¥20,000		
DLL-678P	5-20%	18well	¥20,000		
DLL-676P	5-20%	20well	¥20,000		
DLL-672P	5-20%	2-D	¥20,000		
DLL-683P	7.5-15%	9well	¥20,000		
DLL-681P	7.5-15%	12well	¥20,000		
DLL-688P	7.5-15%	18well	¥20,000		
DLL-686P	7.5-15%	20well	¥20,000		
DLL-682P	7.5-15%	2-D	¥20,000		

■ Perfect LL Gel A (カセットサイズ:120W×100Hmm / ゲルサイズ:90W×80H×1.0Tmm) 保存:4°C(凍結不可)  
 タンパク質分析用 (Tris-HCL 中性ゲル) SDS-PAGE / Native PAGE

製品名		カタログ番号	製品内容		標準価格
ゲルサイズ	ゲルバッファー		ゲル濃度(%)	well	10枚入り
Perfect LL Gel A タンパク質分析用	Tris-HCL 中性	DLL-693P	10-20%	9well	¥20,000
		DLL-691P	10-20%	12well	¥20,000
		DLL-698P	10-20%	18well	¥20,000
		DLL-696P	10-20%	20well	¥20,000
		DLL-692P	10-20%	2-D	¥20,000
		DLL-6X3P	特注濃度	9well	¥20,000
		DLL-6X1P	特注濃度	12well	¥20,000
		DLL-6X8P	特注濃度	18well	¥20,000
		DLL-6X6P	特注濃度	20well	¥20,000
		DLL-6X2P	特注濃度	2-D	¥20,000

■ Perfect LL Gel A 用 装置・オプション

カタログ番号	製品名	入数	標準価格
PCE-00AC	ERICA-A 電気泳動槽(ダミープレート付)	1台	¥121,000
PCE-PLEA	ERICA-A 用ダミープレート	1枚	¥2,400
DRC-A1LG	Sample loading Guide 12well 用	1枚	¥3,800
DRC-A8LG	Sample loading Guide 18well 用	1枚	¥3,800
DRC-A6LG	Sample loading Guide 20well 用	1枚	¥3,800

# Perfect LL Gel System W

■ Perfect LL Gel W (カセットサイズ:160W×100Hmm / ゲルサイズ:140W×80H×1.0Tmm) 保存:4℃(凍結不可)  
タンパク質分析用 (Tris-HCL 中性ゲル) SDS-PAGE / Native PAGE

製品名		カタログ番号	製品内容		標準価格
ゲルサイズ	ゲルバッファー		ゲル濃度 (%)	well	10枚入り
Perfect LL Gel W タンパク質分析用	Tris-HCL 中性	DLL-706P	5%	20well	¥28,800
		DLL-707P	5%	28well	¥28,800
		DLL-702P	5%	2-D	¥28,800
		DLL-716P	7.5%	20well	¥28,800
		DLL-717P	7.5%	28well	¥28,800
		DLL-712P	7.5%	2-D	¥28,800
		DLL-726P	10%	20well	¥28,800
		DLL-727P	10%	28well	¥28,800
		DLL-722P	10%	2-D	¥28,800
		DLL-736P	12.5%	20well	¥28,800
		DLL-737P	12.5%	28well	¥28,800
		DLL-732P	12.5%	2-D	¥28,800
		DLL-746P	15%	20well	¥28,800
		DLL-747P	15%	28well	¥28,800
		DLL-742P	15%	2-D	¥28,800
		DLL-756P	5-10%	20well	¥28,800
		DLL-757P	5-10%	28well	¥28,800
		DLL-752P	5-10%	2-D	¥28,800
		DLL-7E6P	5-12.5%	20well	¥28,800
		DLL-7E7P	5-12.5%	28well	¥28,800
		DLL-7E2P	5-12.5%	2-D	¥28,800
		DLL-766P	5-15%	20well	¥28,800
		DLL-767P	5-15%	28well	¥28,800
		DLL-762P	5-15%	2-D	¥28,800
		DLL-776P	5-20%	20well	¥28,800
		DLL-777P	5-20%	28well	¥28,800
		DLL-772P	5-20%	2-D	¥28,800
		DLL-786P	7.5-15%	20well	¥28,800
		DLL-787P	7.5-15%	28well	¥28,800
		DLL-782P	7.5-15%	2-D	¥28,800
DLL-796P	10-20%	20well	¥28,800		
DLL-797P	10-20%	28well	¥28,800		
DLL-792P	10-20%	2-D	¥28,800		
DLL-7X6P	特注濃度	20well	¥28,800		
DLL-7X7P	特注濃度	28well	¥28,800		
DLL-7X2P	特注濃度	2-D	¥28,800		

## ■ Perfect LL Gel W 用 装置・オプション

カタログ番号	製品名	入数	標準価格
PCE-00WC	ERICA-W 電気泳動槽(ダミープレート付)	1台	¥138,000
PCE-PLEW	ERICA-W 用ダミープレート	1枚	¥3,000
DRC-W6LG	Sample loading Guide 20well 用	1枚	¥4,200
DRC-W7LG	Sample loading Guide 28well 用	1枚	¥4,200