

# Perfect NT Gel System S

## ■ Perfect NT Gel S 用 電気泳動槽

| カタログ番号   | 製品名               | 標準価格   |
|----------|-------------------|--------|
| PCE-PLES | ERICA-S 専用ダミープレート | ¥4,000 |

※ ERICA-S 専用ダミープレート単品でのご依頼の場合は別途送料がかかります。

## ■ Perfect NT Gel S (カセットサイズ:160W×160H mm / ゲルサイズ:140W×140H×1.0T mm) 保存:4℃(凍結不可) タンパク質分析用 (Tris-HCL ゲル) SDS-PAGE or Native PAGE

| 製品名                          |          | カタログ番号   | 製品内容            |        | 標準価格    |
|------------------------------|----------|----------|-----------------|--------|---------|
| ゲルサイズ                        | ゲルバッファー  | 5枚入り     | ゲル濃度 (%)        | well   | 5枚入り    |
| Perfect NT Gel S<br>タンパク質分析用 | Tris-HCL | NTH-906P | 5%              | 20well | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-907P | 5%              | 28well | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-902P | 5%              | 2-D    | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-916P | 7.5%            | 20well | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-917P | 7.5%            | 28well | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-912P | 7.5%            | 2-D    | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-926P | 10%             | 20well | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-927P | 10%             | 28well | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-922P | 10%             | 2-D    | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-936P | 12.5%           | 20well | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-937P | 12.5%           | 28well | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-932P | 12.5%           | 2-D    | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-946P | 15%             | 20well | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-947P | 15%             | 28well | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-942P | 15%             | 2-D    | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-9X6P | 特注濃度(均一/グラジエント) | 20well | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-9X7P | 特注濃度(均一/グラジエント) | 28well | ¥28,000 |
|                              |          | NTH-9X2P | 特注濃度(均一/グラジエント) | 2-D    | ¥28,000 |

■ Perfect NT Gel S (カセットサイズ:160W×160H mm / ゲルサイズ:140W×140H×1.0T mm) 保存:4°C(凍結不可)  
 拡がらないグラジエントゲル  
 タンパク質分析用 (Tris-HCL ゲル) SDS-PAGE or Native PAGE

| 製品名                             |              | カタログ番号    | 製品内容         |        | 標準価格    |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|---------|
| ゲルサイズ                           | ゲルバッファー      | 5枚入り      | ゲル濃度 (%)     | well   | 5枚入り    |
| Perfect NT Gel S NE<br>タンパク質分析用 | Tris-HCL     | NTH-9F6HP | 2-15%        | 20well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-9F7HP | 2-15%        | 28well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-9F2HP | 2-15%        | 2-D    | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-956HP | 5-10%        | 20well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-957HP | 5-10%        | 28well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-952HP | 5-10%        | 2-D    | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-9E6HP | 5-12.5%      | 20well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-9E7HP | 5-12.5%      | 28well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-9E2HP | 5-12.5%      | 2-D    | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-966HP | 5-15%        | 20well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-967HP | 5-15%        | 28well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-962HP | 5-15%        | 2-D    | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-976HP | 5-20%        | 20well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-977HP | 5-20%        | 28well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-972HP | 5-20%        | 2-D    | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-986HP | 7.5-15%      | 20well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-987HP | 7.5-15%      | 28well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-982HP | 7.5-15%      | 2-D    | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-996HP | 10-20%       | 20well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-997HP | 10-20%       | 28well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-992HP | 10-20%       | 2-D    | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-9G6HP | 15-25%       | 20well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-9G7HP | 15-25%       | 28well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-9G2HP | 15-25%       | 2-D    | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-9X6HP | 特注濃度(グラジエント) | 20well | ¥28,000 |
|                                 |              | NTH-9X7HP | 特注濃度(グラジエント) | 28well | ¥28,000 |
| NTH-9X2HP                       | 特注濃度(グラジエント) | 2-D       | ¥28,000      |        |         |

■ Perfect NT Gel S (カセットサイズ:160W×160H mm / ゲルサイズ:140W×140H×1.0T mm) 保存:4°C(凍結不可)  
 ポリペプチド分析用 (1M Tris-HCL ゲル)

| 製品名                           |             | カタログ番号   | 製品内容            |        | 標準価格    |
|-------------------------------|-------------|----------|-----------------|--------|---------|
| ゲルサイズ                         | ゲルバッファー     | 5枚入り     | ゲル濃度 (%)        | well   | 5枚入り    |
| Perfect NT Gel S<br>ポリペプチド分析用 | 1M Tris-HCL | NTH-9A6T | 15-20%          | 20well | ¥28,000 |
|                               |             | NTH-9A7T | 15-20%          | 28well | ¥28,000 |
|                               |             | NTH-9A2T | 15-20%          | 2-D    | ¥28,000 |
|                               |             | NTH-9X6T | 特注濃度(均一/グラジエント) | 20well | ¥28,000 |
|                               |             | NTH-9X7T | 特注濃度(均一/グラジエント) | 28well | ¥28,000 |
|                               |             | NTH-9X2T | 特注濃度(均一/グラジエント) | 2-D    | ¥28,000 |

# Perfect NT Gel System S

## ■ Perfect NT Gel S (カセットサイズ:160W×160H mm / ゲルサイズ:140W×140H×1.0T mm) 保存:4°C(凍結不可) DNA分析用 (TBE ゲル)

| 製品名                        |         | カタログ番号   | 製品内容            |        | 標準価格    |
|----------------------------|---------|----------|-----------------|--------|---------|
| ゲルサイズ                      | ゲルバッファー | 5枚入り     | ゲル濃度 (%)        | well   | 5枚入り    |
| Perfect NT Gel S<br>DNA分析用 | TBE     | NTB-906D | 5%              | 20well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-907D | 5%              | 28well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-916D | 7.5%            | 20well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-917D | 7.5%            | 28well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-926D | 10%             | 20well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-927D | 10%             | 28well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-936D | 12.5%           | 20well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-937D | 12.5%           | 28well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-956D | 5-10%           | 20well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-957D | 5-10%           | 28well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-9E6D | 5-12.5%         | 20well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-9E7D | 5-12.5%         | 28well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-9B6D | 7.5-12.5%       | 20well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-9B7D | 7.5-12.5%       | 28well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-986D | 7.5-15%         | 20well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-987D | 7.5-15%         | 28well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-9C6D | 10-15%          | 20well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-9C7D | 10-15%          | 28well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-9X6D | 特注濃度(均一/グラジエント) | 20well | ¥28,000 |
|                            |         | NTB-9X7D | 特注濃度(均一/グラジエント) | 28well | ¥28,000 |

## ■ Perfect NT Gel S (カセットサイズ:160W×160H mm / ゲルサイズ:140W×140H×1.0T mm) 保存:4°C(凍結不可) DNA分析用 (Tris-HCL ゲル)

| 製品名                        |          | カタログ番号   | 製品内容            |        | 標準価格    |
|----------------------------|----------|----------|-----------------|--------|---------|
| ゲルサイズ                      | ゲルバッファー  | 5枚入り     | ゲル濃度 (%)        | well   | 5枚入り    |
| Perfect NT Gel S<br>DNA分析用 | Tris-HCL | NTH-906D | 5%              | 20well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-907D | 5%              | 28well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-916D | 7.5%            | 20well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-917D | 7.5%            | 28well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-926D | 10%             | 20well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-927D | 10%             | 28well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-936D | 12.5%           | 20well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-937D | 12.5%           | 28well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-956D | 5-10%           | 20well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-957D | 5-10%           | 28well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-9E6D | 5-12.5%         | 20well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-9E7D | 5-12.5%         | 28well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-9B6D | 7.5-12.5%       | 20well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-9B7D | 7.5-12.5%       | 28well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-986D | 7.5-15%         | 20well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-987D | 7.5-15%         | 28well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-9C6D | 10-15%          | 20well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-9C7D | 10-15%          | 28well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-9X6D | 特注濃度(均一/グラジエント) | 20well | ¥28,000 |
|                            |          | NTH-9X7D | 特注濃度(均一/グラジエント) | 28well | ¥28,000 |