

XV PANTERA MP LL SYSTEM

■ XV PANTERA MP LL Gel (カセットサイズ:110W×65Hmm / ゲルサイズ:90W×45H×1.0Tmm) 保存:4°C(凍結不可)
タンパク質分析用 (Tris-HCL 中性ゲル) SDS-PAGE / Native PAGE

製品名		カタログ番号	製品内容		標準価格
ゲルサイズ	ゲルバッファー		ゲル濃度(%)	well	10枚入り
XV PANTERA MP LL Gel タンパク質分析用	Tris-HCL 中性	DLL-303P	5%	9well	¥27,000
		DLL-301P	5%	12well	¥27,000
		DLL-308P	5%	18well	¥27,000
		DLL-306P	5%	20well	¥27,000
		DLL-302P	5%	2-D	¥27,000
		DLL-313P	7.5%	9well	¥27,000
		DLL-311P	7.5%	12well	¥27,000
		DLL-318P	7.5%	18well	¥27,000
		DLL-316P	7.5%	20well	¥27,000
		DLL-312P	7.5%	2-D	¥27,000
		DLL-323P	10%	9well	¥27,000
		DLL-321P	10%	12well	¥27,000
		DLL-328P	10%	18well	¥27,000
		DLL-326P	10%	20well	¥27,000
		DLL-322P	10%	2-D	¥27,000
		DLL-333P	12.5%	9well	¥27,000
		DLL-331P	12.5%	12well	¥27,000
		DLL-338P	12.5%	18well	¥27,000
		DLL-336P	12.5%	20well	¥27,000
		DLL-332P	12.5%	2-D	¥27,000
		DLL-343P	15%	9well	¥27,000
		DLL-341P	15%	12well	¥27,000
		DLL-348P	15%	18well	¥27,000
		DLL-346P	15%	20well	¥27,000
		DLL-342P	15%	2-D	¥27,000
		DLL-353P	5-10%	9well	¥27,000
		DLL-351P	5-10%	12well	¥27,000
		DLL-358P	5-10%	18well	¥27,000
		DLL-356P	5-10%	20well	¥27,000
		DLL-352P	5-10%	2-D	¥27,000
		DLL-3E3P	5-12.5%	9well	¥27,000
		DLL-3E1P	5-12.5%	12well	¥27,000
		DLL-3E8P	5-12.5%	18well	¥27,000
		DLL-3E6P	5-12.5%	20well	¥27,000
		DLL-3E2P	5-12.5%	2-D	¥27,000
		DLL-363P	5-15%	9well	¥27,000
		DLL-361P	5-15%	12well	¥27,000
		DLL-368P	5-15%	18well	¥27,000
		DLL-366P	5-15%	20well	¥27,000
		DLL-362P	5-15%	2-D	¥27,000
DLL-373P	5-20%	9well	¥27,000		
DLL-371P	5-20%	12well	¥27,000		
DLL-378P	5-20%	18well	¥27,000		
DLL-376P	5-20%	20well	¥27,000		
DLL-372P	5-20%	2-D	¥27,000		
DLL-383P	7.5-15%	9well	¥27,000		
DLL-381P	7.5-15%	12well	¥27,000		
DLL-388P	7.5-15%	18well	¥27,000		
DLL-386P	7.5-15%	20well	¥27,000		
DLL-382P	7.5-15%	2-D	¥27,000		

■ **XV PANTERA MP LL Gel** (カセットサイズ:110W×65Hmm / ゲルサイズ:90W×45H×1.0Tmm) 保存:4°C(凍結不可)
 タンパク質分析用 (Tris-HCL 中性ゲル) SDS-PAGE / Native PAGE

製品名		カタログ番号	製品内容		標準価格
ゲルサイズ	ゲルバッファー		ゲル濃度(%)	well	10枚入り
XV PANTERA MP LL Gel タンパク質分析用	Tris-HCL 中性	DLL-393P	10-20%	9well	¥27,000
		DLL-391P	10-20%	12well	¥27,000
		DLL-398P	10-20%	18well	¥27,000
		DLL-396P	10-20%	20well	¥27,000
		DLL-392P	10-20%	2-D	¥27,000
		DLL-3X3P	特注濃度	9well	¥27,000
		DLL-3X1P	特注濃度	12well	¥27,000
		DLL-3X8P	特注濃度	18well	¥27,000
		DLL-3X6P	特注濃度	20well	¥27,000
		DLL-3X2P	特注濃度	2-D	¥27,000

■ **XV PANTERA MP LL Gel** 用 装置・オプション

カタログ番号	製品名	入数	標準価格
XVE-0MPC	ERICA-MP 電気泳動槽(ダミープレート付)	1台	¥128,000
XVE-0MPB	MINICA-MP プロットティングモジュール	1台	¥150,000
XVE-PLEMP	ERICA-MP 専用ダミープレート	1枚	¥2,000
XVE-MPPADHS	MINICA-MP 超高速プロットティング用スポンジ	20枚	¥8,500
DRC-A1LG	Sample loading Guide 12well 用	1枚	¥3,800
DRC-A8LG	Sample loading Guide 18well 用	1枚	¥3,800
DRC-A6LG	Sample loading Guide 20well 用	1枚	¥3,800

■ XV PANTERA LL Gel (カセットサイズ: 100W×60Hmm / ゲルサイズ: 83W×40H×1.0Tmm) 保存: 4°C (凍結不可)
タンパク質分析用 (Tris-HCL 中性ゲル) SDS-PAGE / Native PAGE

製品名		カタログ番号	製品内容		標準価格
ゲルサイズ	ゲルバッファー		ゲル濃度 (%)	well	10枚入り
XV PANTERA LL Gel タンパク質分析用	Tris-HCL 中性	DLL-200P	5%	7well	¥26,000
		DLL-204P	5%	10well	¥26,000
		DLL-201P	5%	12well	¥26,000
		DLL-20GP	5%	13well	¥26,000
		DLL-20HP	5%	17well	¥26,000
		DLL-202P	5%	2-D	¥26,000
		DLL-210P	7.5%	7well	¥26,000
		DLL-214P	7.5%	10well	¥26,000
		DLL-211P	7.5%	12well	¥26,000
		DLL-21GP	7.5%	13well	¥26,000
		DLL-21HP	7.5%	17well	¥26,000
		DLL-212P	7.5%	2-D	¥26,000
		DLL-220P	10%	7well	¥26,000
		DLL-224P	10%	10well	¥26,000
		DLL-221P	10%	12well	¥26,000
		DLL-22GP	10%	13well	¥26,000
		DLL-22HP	10%	17well	¥26,000
		DLL-222P	10%	2-D	¥26,000
		DLL-230P	12.5%	7well	¥26,000
		DLL-234P	12.5%	10well	¥26,000
		DLL-231P	12.5%	12well	¥26,000
		DLL-23GP	12.5%	13well	¥26,000
		DLL-23HP	12.5%	17well	¥26,000
		DLL-232P	12.5%	2-D	¥26,000
		DLL-240P	15%	7well	¥26,000
		DLL-244P	15%	10well	¥26,000
		DLL-241P	15%	12well	¥26,000
		DLL-24GP	15%	13well	¥26,000
		DLL-24HP	15%	17well	¥26,000
		DLL-242P	15%	2-D	¥26,000
		DLL-250P	5-10%	7well	¥26,000
		DLL-254P	5-10%	10well	¥26,000
		DLL-251P	5-10%	12well	¥26,000
		DLL-25GP	5-10%	13well	¥26,000
		DLL-25HP	5-10%	17well	¥26,000
		DLL-252P	5-10%	2-D	¥26,000
		DLL-2E0P	5-12.5%	7well	¥26,000
		DLL-2E4P	5-12.5%	10well	¥26,000
		DLL-2E1P	5-12.5%	12well	¥26,000
		DLL-2EGP	5-12.5%	13well	¥26,000
DLL-2EHP	5-12.5%	17well	¥26,000		
DLL-2E2P	5-12.5%	2-D	¥26,000		
DLL-260P	5-15%	7well	¥26,000		
DLL-264P	5-15%	10well	¥26,000		
DLL-261P	5-15%	12well	¥26,000		
DLL-26GP	5-15%	13well	¥26,000		
DLL-26HP	5-15%	17well	¥26,000		
DLL-262P	5-15%	2-D	¥26,000		

■ **XV PANTERA LL Gel** (カセットサイズ: 100W×60Hmm / ゲルサイズ: 83W×40H×1.0Tmm) 保存: 4°C (凍結不可)
 タンパク質分析用 (Tris-HCL 中性ゲル) SDS-PAGE / Native PAGE

製品名		カタログ番号	製品内容		標準価格
ゲルサイズ	ゲルバッファー		ゲル濃度(%)	well	10枚入り
XV PANTERA LL Gel タンパク質分析用	Tris-HCL 中性	DLL-270P	5-20%	7well	¥26,000
		DLL-274P	5-20%	10well	¥26,000
		DLL-271P	5-20%	12well	¥26,000
		DLL-27GP	5-20%	13well	¥26,000
		DLL-27HP	5-20%	17well	¥26,000
		DLL-272P	5-20%	2-D	¥26,000
		DLL-280P	7.5-15%	7well	¥26,000
		DLL-284P	7.5-15%	10well	¥26,000
		DLL-281P	7.5-15%	12well	¥26,000
		DLL-28GP	7.5-15%	13well	¥26,000
		DLL-28HP	7.5-15%	17well	¥26,000
		DLL-282P	7.5-15%	2-D	¥26,000
		DLL-290P	10-20%	7well	¥26,000
		DLL-294P	10-20%	10well	¥26,000
		DLL-291P	10-20%	12well	¥26,000
		DLL-29GP	10-20%	13well	¥26,000
		DLL-29HP	10-20%	17well	¥26,000
		DLL-292P	10-20%	2-D	¥26,000
		DLL-2X0P	特注濃度	7well	¥26,000
		DLL-2X4P	特注濃度	10well	¥26,000
DLL-2X1P	特注濃度	12well	¥26,000		
DLL-2XGP	特注濃度	13well	¥26,000		
DLL-2XHP	特注濃度	17well	¥26,000		
DLL-2X2P	特注濃度	2-D	¥26,000		

■ **XV PANTERA LL Gel** 用 装置・オプション

カタログ番号	製品名	入数	標準価格
XVE-001C	ERICA 電気泳動槽 (ダミープレート付)	1台	¥120,000
XVE-001B	MINICA プロットティングモジュール	1台	¥145,000
XVE-PLE	ERICA 専用ダミープレート	1枚	¥3,000
XVE-PADHS	MINICA 超高速プロットティング用スポンジ	20枚	¥7,500
DRC-M1LG	Sample loading Guide 12well 用	1枚	¥3,800